



HINWEISE ZUM VERSAND VON BLUTPROBEN

HIV-1-Serokonverterstudie des Robert Koch-Instituts Berlin

1. Übernahme von Versandkosten und Bereitstellung von Umpackungsmaterial

- Versandmaterial und Versandkosten können im Rahmen des Studienbudgets vom RKI gestellt bzw. übernommen werden.
- Versand erfolgt durch externe Transportunternehmen - **Auftrag wird vom RKI erteilt** (Übernachtexpress)
- Probenmaterial: für Basisbericht 3x10ml EDTA-Blut, für Follow Up-Berichte 2 x 10 ml
- Lagerung der Probe in der Praxis bei **Raumtemperatur**. Der Versand muss **innerhalb von 24h** organisiert werden.
- Für Versand bitte dringend Rücksprache mit RKI, Dr. Claudia Kücherer Tel. 030-18754-2243/-2277

2. Verpackungsvorschriften für „Diagnostische Proben“

Bei der Blutprobe des Patienten handelt es sich um eine Sendung, die nach den Regelungen der ADR und IATA-DRG, die seit 1.1.2005 in Kraft ist, zu der gefahrgutrechtlichen Kategorie B (**UN 3373**) gehört.

Grundsatzanforderung an die Verpackung:

Die Versandunternehmen fordern, dass Sendungen nach der Verpackungsvorschrift **Pi650** zu verpacken sind, hierbei muss das Packstück mindestens eine Grundfläche von 10x10 cm haben und muss markiert sein mit der entsprechenden Kennzeichnung (**UN 3373**) und der Aufschrift „**Biologischer Stoff, Kategorie B**“ bzw. „**Biological Substance, Category B**“.

Ein Versandstück besteht aus drei Verpackungsteilen:

- Probengefäß (z.B. Blutröhrchen)
- Wasserdichtes, bruchsicheres Schutzgefäß, üblicherweise handelt es sich hierbei um ein Kunststoffgefäß mit Schraubdeckel. Bei flüssigen Proben ist zwischen beiden Gefäßen saugfähiges Material anzuordnen.
- Außenverpackung
- Die Probenröhrchen und das Schutzgefäß müssen durch geeignete Polstermittel (z.B. Polsterfolie) in eine Außenverpackung aus stabiler Pappe (oder gepolsterter Briefumschlag) verpackt werden. Am geeignetsten ist eine Verpackung im Karton, wie sie z.B. von der Firma Sarstedt als T-Box angeboten wird.
- Beschriftung: „Diagnostische Probe“

Proben, die von außerhalb Berlins eingesandt werden, bitte nur von Montag bis Donnerstag versenden, da diese aufgrund des Versands über Nacht sonst nicht mehr rechtzeitig im Labor bearbeitet werden können.

3. Anschrift

Robert Koch-Institut
HIV und andere Retroviren (FG 18)
Nordufer 20
13353 Berlin

ID-Code: HIV-Serokonverterstudie_Verpackung_002	Gültig ab: 01.01.2014
Verfasser: Klaus Jansen	Seite 1 von 1